

Anticorps Polyclonal Anti-Phospho-Nmdar1 (S896/S897) Pour Wb, Elisa - Q05586

Numéro d'article: CM0001674



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Ser896/Ser897 phosphorylée du NMDAR1 (GluN1) humain. Adapté pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la plasticité synaptique et les récepteurs NMDA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-NMDAR1-S896/S897 Lapin pAb
Remarques / Alias	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1; Phospho-NMDAR1-S896/S897
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2902
GeneID	2902
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de S896 et S897 du NMDAR1 humain (NP_015566.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q05586
Poids protéique	105 kDa
Expédition	Sac de glace