

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Npm1-T199 Pour Wb, Elisa - P06748

Numéro d'article: CM0001752



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin détectant la NPM1 phosphorylée au niveau du Thr199 dans des échantillons humains. Adapté pour Western blot et ELISA. Idéal pour l'étude de la phosphorylation de la nucléophosmine dans la biogenèse des ribosomes, la duplication des centrosomes et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-NPM1-T199 Rabbit pAb
Remarques / Alias	B23; NPM; Phospho-NPM1-T199
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4869
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour du T199 de la NPM1 humaine (NP_001032827.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P06748
Poids de la protéine	33kDa
Expédition	Sac de glace