


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Phospho-Nrf2-S40 Pour Wb - Q16236

Numéro d'article: CM0001974



Introduction

Le mAb Lapin Anti-Phospho-NRF2-S40 détecte la NRF2 phosphorylée chez l'humain, la souris et le rat. Convient pour WB, IF, IHC-P et ELISA. Idéal pour la recherche sur le stress oxydatif et les gènes cytoprotecteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-NRF2-S40 Rabbit mAb
Remarques/Alias	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH
Espèce	Humain
GeneID	4780
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la position S40 de la NRF2 humaine (Q16236)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16236
Poids Protéique	68kDa
Expédition	Sac de glace