


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Nrf2-S40 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q16236

Numéro d'article: CM0000604



Introduction

Validé pour WB, IF/ICC, ELISA, cet anticorps polyclonal de lapin détecte le NRF2 humain phosphorylé sur la sérine 40. Un outil essentiel pour la recherche sur le stress oxydatif, la signalisation redox et la cytoprotection.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-NRF2-S40 Rabbit pAb
Remarques/Alias	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH; Phospho-NRF2-S40
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4780
ID de gène	4780
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la position S40 du NRF2 humain (NP_006155.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q16236
Poids moléculaire	68kDa
Expédition	Sac de glace