

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Phospho-Nucléoline-T76 Pour IHC-P, Elisa - P19338

Numéro d'article: CM0001614



Introduction

Anticorps monoclonal lapin Phospho-Nucléoline-T76 destiné à la détection de la nucléoline humaine phosphorylée au niveau du T76. Validé pour IHC-P et ELISA. Il soutient la recherche sur la biogenèse des ribosomes et la dynamique de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Nucléoline-T76 mAb lapin
Remarques / Alias	C23 ; Nsr1 ; Phospho-Nucléoline-T76
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	4691
GeneID	4691
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux résidus autour du T76 de la nucléoline humaine.
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P19338
Poids de la protéine	77 kDa
Expédition	Sac de glace