

Anticorps Monoclonal Anti-Phospho-P38 Mapk (T180) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q16539 / P53778 / Q15759

Numéro d'article: CM0001036



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la p38 MAPK phosphorylée (Thr-180), validé pour WB, IHC-P, ELISA avec une réactivité chez l'humain, la souris et le rat. Essentiel pour l'étude de la signalisation des MAP kinases activées par le stress, de l'inflammation et de l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin Phospho-p38 MAPK-T180
Remarques/Alias	MAPK14 ; CSBP ; CSBP1 ; CSBP2 ; CSPB1 ; EXIP ; Mxi2 ; PRKM14 ; PRKM15 ; RK ; SAPK2A ; p38 ; p38ALPHA ; p38 MAPK ; Phospho-p38 MAPK-T180
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1432, 6300, 5600
GeneID	1432
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de T180 de la p38 MAPK humaine (NP_620581.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16539, P53778, Q15759
Poids protéique	41 kDa
Expédition	Sac de glace