


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-P38 Mapk (T180/Y182) Pour Wb Et Elisa - Q15759 / P53778 / O15264 / Q16539

Numéro d'article: CM0000843



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique dirigé contre la p38 MAPK phosphorylée (T180/Y182). Validé pour WB et ELISA, réactif croisé avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les voies de signalisation du stress et de l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	AcM de lapin Phospho-p38 MAPK-T180/Y182
Remarques/Alias	MAPK14; CSBP; CSBP1; CSBP2; CSPB1; EXIP; Mxi2; PRKM14; PRKM15; RK; SAPK2A; p38; p38ALPHA; p38 MAPK; Phospho-p38 MAPK-T180/Y182
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	5600/6300/5603/1432
GenelD	5600/6300/5603/1432
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phosphorylé synthétique autour des résidus T180 & Y182 de la MAPK humaine (NP_002742.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15759/P53778/O15264/Q16539
Poids moléculaire protéique	29kDa/34kDa/35kDa/41kDa
Expédition	Sac de glace