


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-P38 Mapk (Y182) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q16539

Numéro d'article: CM0001072



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique dirigé contre la p38 MAPK (MAPK14) phosphorylée sur la tyrosine 182 (Y182). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA ; réagit croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude des voies de signalisation du stress et inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-p38 MAPK-Y182 Rabbit mAb
Remarques / Alias	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1432
GeneID	1432
Immunogène	Peptide synthétique Peptide phosphorylé synthétique autour de Y182 de la p38 MAPK humaine (NP_620581.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16539
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace