


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-P38 Mapk (Y182) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q16539

Numéro d'article: CM0000713



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin à haute spécificité ciblant la p38 MAPK phosphorylée (Tyr182). Validé pour WB, IHC-P et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude des voies de transduction du signal de stress et d'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du Produit	Phospho-p38 MAPK-Y182 Lapin pAb
Remarques/Alias	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; Phospho-p38 MAPK-Y182
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1432
GeneID	1432
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y182 de la MAPK humaine (NP_620581.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16539
Poids Protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace