

Anticorps Polyclonal Anti-Phospho-P53-S15 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P04637

Numéro d'article: CM0000917



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de p53 phosphorylé au niveau du Ser15. Validé pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Destiné à l'étude de la réponse aux dommages à l'ADN, de l'apoptose et de la régulation du cycle cellulaire sur des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-p53-S15 Rabbit pAb
Remarques / Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S15
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7157
GeneID	7157
Immunogène	Peptide synthétique : Peptide phosphorylé synthétique autour du S15 de la p53 humaine (NP_000537.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04637
Poids de la protéine	44kDa
Expédition	Sac de glace