


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-P53 (S33) Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P04637

Numéro d'article: CM0001860



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin Phospho-p53-S33 détecte les niveaux endogènes de p53 phosphorylée sur la Ser33 chez l'homme, la souris et le rat. Adapté pour le WB, l'IHC-P, l'IP et l'ELISA, c'est un outil précieux pour étudier l'arrêt du cycle cellulaire, l'apoptose et la signalisation de suppression tumorale médiés par p53.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin Phospho-p53-S33
Remarques/Alias	P53 ; BCC7 ; LFS1 ; BMFS5 ; TRP53 ; Phospho-p53-S33
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7157
Identifiant du gène	7157
Immunogène	Peptide synthétique / Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S33 de la p53 humaine (NP_000537.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04637
Poids moléculaire de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace