

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-P53-S392 Pour Wb, Elisa - P04637

Numéro d'article: CM0000927



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-p53-S392 (P04637) validé pour les applications WB et ELISA. Adapté aux échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour étudier la signalisation p53, l'apoptose et la suppression tumorale dans la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps Polyclonal de Lapin Phospho-p53-S392
Remarques/Alias	P53 ; BCC7 ; LFS1 ; BMFS5 ; TRP53 ; Phospho-p53-S392
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7157
GeneID	7157
Immunogène	Phosphopeptide Synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de S392 de la p53 humaine (NP_000537.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04637
Poids Moléculaire Protéique	44 kDa
Expédition	Sac de glace