


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-P53 (S9) Pour Wb, Ip, Elisa - P04637

Numéro d'article: CM0001773



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin (pAb) Phospho-p53 (S9) pour le transfert Western (WB), l'immunoprécipitation (IP) et le test ELISA. Reconnaît la p53 humaine phosphorylée sur la sérine 9. Convient pour la recherche sur la suppression tumorale, l'apoptose et la régulation du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin Phospho-p53-S9
Remarques/Alias	P53 ; BCC7 ; LFS1 ; BMF55 ; TRP53 ; Phospho-p53-S9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7157
GeneID	7157
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de S9 de la p53 humaine (NP_000537.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04637
Poids protéique	44 kDa
Expédition	Sac de glace