

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-P53 (Ser15) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P04637

Numéro d'article: CM0001774



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KO contre la phospho-p53 humaine (Ser15). Convient pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la p53 humaine et murine. Idéal pour la recherche sur le cancer et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] Anticorps monoclonal de lapin Phospho-p53-S15
Remarques/Alias	P53 ; BCC7 ; LFS1 ; BMFS5 ; TRP53 ; Phospho-p53-S15
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7157
Identifiant du gène	7157
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S15 de la p53 humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P04637
Poids moléculaire de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace