

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-P53 (T55) Pour Wb Et Elisa - P04637

Numéro d'article: CM0001095



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Phospho-p53-T55 (Cat. AP0986) validé pour WB et ELISA. Détecte spécifiquement la p53 humaine phosphorylée sur Thr55, permettant l'étude des mécanismes d'activation de p53 et de suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin Phospho-p53-T55
Remarques/Alias	P53 ; BCC7 ; LFS1 ; BMFS5 ; TRP53 ; Phospho-p53-T55
Espèce	Humain
GeneID	7157
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de T55 de la p53 humaine (P04637)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04637
Poids protéique	44 kDa
Expédition	Sac de glace