

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-P53 (T81) Pour Wb, Elisa - P04637

Numéro d'article: CM0001836



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la p53 phosphorylée sur Thr81, validé pour WB et ELISA chez l'homme et le rat. Idéal pour étudier l'apoptose, la régulation du cycle cellulaire et la suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-p53-T81 pAb Lapin
Remarques/Alias	P53, BCC7, LFS1, BMFS5, TRP53, Phospho-p53-T81
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7157
GeneID	7157
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de T81 de la TP53 humaine (NP_000537.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P04637
Poids protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace