

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-P70 S6 Kinase 1-S371 Pour Wb Et Elisa - P23443

Numéro d'article: CM0000752



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin détectant la kinase p70 S6 1 phosphorylée sur Ser371. Validé pour WB et ELISA ; réagit avec RPS6KB1 humain et souris. Soutient les recherches sur la signalisation mTOR et la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-p70 S6 Kinase 1-S371 Lapin pAb
Remarques/Alias	S6K; P56K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; Phospho-p70 S6 Kinase 1-S371
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6198
GeneID	6198
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de S371 de RPS6KB1 humain (NP_001258989.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P23443
Poids Protéique	59kDa
Expédition	Sac de glace