


Anticorps Pab De Lapin Anti-Phospho-P70 S6 Kinase 1 (Ser371) Pour Wb Et Elisa - P23443

Numéro d'article: CM0000427



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute affinité reconnaissant spécifiquement la p70 S6 Kinase 1 humaine phosphorylée sur Ser371. Convient pour le Western blot (WB) et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Détecte une bande à 59 kDa. Idéal pour les études sur la signalisation mTOR et la croissance cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-p70 S6 Kinase 1-S371 Lapin pAb
Remarques/Alias	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; Phospho-p70 S6 Kinase 1-S371
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6198
GeneID	6198
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de S371 de P70S6K1 humain (NP_001258989.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P23443
Poids de la protéine	59kDa
Expédition	Sac de glace