


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1 (S380) Pour Wb, Elisa - Q15418

Numéro d'article: CM0001453



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique ciblant RSK1/RPS6KA1 sur Ser380. Validé pour WB et ELISA chez l'homme, la souris, le rat. Idéal pour étudier la signalisation MAPK, la prolifération cellulaire et la survie. Uniprot : Q15418.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S380
Remarques/Alias	RSK ; HU-1 ; RSK1 ; p90Rsk ; MAPKAPK1 ; MAPKAPK1A ; Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S380
Espèce	Humain
GeneID	6195
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de S380 de p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 humain (Q15418)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15418
Poids protéique	83 kDa
Expédition	Sac de glace