


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Pak1/2/3 (S144/S141/S139) Pour Wb Et Elisa - Q13153 / Q13177 / O75914

Numéro d'article: CM0001673



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique reconnaissant PAK1 (S144), PAK2 (S141), PAK3 (S139). Validé pour WB et ELISA chez l'homme, la souris, le rat. Idéal pour les études d'apoptose, du cytosquelette et des voies de signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin Phospho-PAK1/2/3-S144/S141/S139
Remarques/Alias	PAKalpha ; Phospho-PAK1/2/3-S144/S141/S139
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5058/5062/5063
GeneID	5058/5062/5063
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de S144 de PAK1 humain (Q13153)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13153/Q13177/O75914
Poids protéique	65 kDa
Expédition	Sac de glace