

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Pak2 (S20) Pour Wb, Elisa - Q13177

Numéro d'article: CM0001110



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique ciblant PAK2 au niveau de la sérine 20. Validé pour les applications Western blot et ELISA, avec réactivité croisée contre la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation de PAK2 dans l'apoptose et la dynamique du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PAK2-S20 Rabbit mAb
Remarques / Alias	KNO2; PAK65; PAKgamma; Phospho-PAK2-S20
Espèce	Humain
ID du gène	5062
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de S20 de PAK2 humain (NP_002568.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q13177
Poids de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace