


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Pdgfrb (Tyr751) Pour Wb, Elisa - P09619

Numéro d'article: CM0001646



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique à la phospho-PDGFRB (Tyr751). Validé pour WB et ELISA, réagit avec l'humain et la souris. Idéal pour l'étude de la signalisation PDGFRB dans le développement cardiovasculaire et la prolifération cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	Phospho-PDGFRB-Y751 Lapin pAb
Remarques/Alias	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; Phospho-PDGFRB-Y751
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5159
GeneID	5159
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y751 du PDGFRB humain (NP_002600.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P09619
Poids Protéique	124kDa
Expédition	Sac de glace