


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Pdgfrb (Y1021) Pour Wb, Elisa - P09619

Numéro d'article: CM0000765



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin détectant la PDGFRB phosphorylée au niveau Y1021, validé pour le Western blot et l'ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation PDGF en biologie vasculaire et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-PDGFRB-Y1021 pAb de Lapin
Remarques/Alias	IMF1 ; KOGS ; IBGC4 ; JTK12 ; PDGFR ; PENTT ; CD140B ; PDGFR1 ; PDGFR-1 ; Phospho-PDGFRB-Y1021
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	5159
Identifiant du Gène	5159
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y1021 du Phospho-PDGFRB-Y1021 humain (NP_002600.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phospho-Spécifiques
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09619
Poids Moléculaire de la Protéine	124 kDa
Expédition	Sac de glace