

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Phospho-Perk (T982) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nzj5

Numéro d'article: CM0001768



Introduction

Anticorps monoclonal lapin reconnaissant la phospho-PERK (T982) chez l'humain, la souris et le rat. Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Idéal pour l'étude du stress du réticulum endoplasmique (RE) et de la signalisation de la réponse aux protéines mal repliées (UPR).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PERK-T982 Lapin mAb
Remarques/Alias	PEK; WRS; PERK; Phospho-PERK-T982
Espèce	Humain
GeneID	9451
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour du T982 du PERK humain (NP_004827.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NZJ5
Poids moléculaire	125kDa
Expédition	Sac de glace