

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Pi3 Kinase P55-Gamma (Pik3R3) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q92569

Numéro d'article: CM0001251

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de la PI3 Kinase p55-gamma (PIK3R3) phosphorylée en Y199. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Idéal pour les études sur la signalisation de l'insuline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-PI3 Kinase p55-Y199 mAb de Lapin
Remarques/Alias	PIK3R3; Phospho-PI3KP55γ-Y199
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	8503
GenelD	8503
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y199 de la PI3 Kinase p55 humaine (NP_001107644.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q92569
Poids Protéique	55kDa
Expédition	Sac de glace