


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Pi3K P85A/P55Γ/P85B (Y467/Y199/Y464) Pour Wb, Elisa - P27986 / O00459 / Q92569

Numéro d'article: CM0001364



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin détecte les sous-unités régulatrices phosphorylées de la PI3K p85α (Y467), p55γ (Y199) et p85β (Y464). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude des voies de signalisation PI3K/AKT.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PI3KP85α/P55γ/P85β-Y467/Y199/Y464 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3; Phospho-PI3KP85α/P55γ/P85β-Y467/Y199/Y464
Espèce	Humain
Identifiant de gène	5295/5296/8503
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P27986/O00459/Q92569
Poids de la protéine	42-54 kDa / 81-84 kDa
Expédition	Sac de glace