


Anticorps Polyclonal Anti-Phospho-Pka C-Alpha (Prkaca)-S339 Pour Wb, Ip, Elisa - P17612

Numéro d'article: CM0000437



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PKA C-alpha phosphorylée en Ser339, validé pour WB, IP, ELISA sur échantillons humains. Idéal pour l'étude de la signalisation dépendante de l'AMPc, du cycle cellulaire et de la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-PKA C-alpha (PRKACA)-S339 pAb Lapin
Remarques/Alias	CAFD1; PKACA; PPNAD4; Phospho-PKA C-alpha (PRKACA)-S339
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5566
ID de Gène	5566
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S339 de la PKA C-alpha humaine (PRKACA) (NP_002721.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P17612
Poids Protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace