


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pkc Alpha Phospho (S319) Pour Wb Et Elisa - P17252

Numéro d'article: CM0000828



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant la PKC alpha phosphorylée au niveau du S319, pour WB et ELISA ; réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation, le cancer et le système cardiovasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PKC alpha-S319 pAb de lapin
Remarques / Alias	AAG6, PKCA, PRKACA, PKCI+/-, PKCalpha, PKC-alpha, Phospho-PKC alpha-S319
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5578
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour du S319 de la PKC alpha humaine (NP_002728.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17252
Poids de la protéine	77kDa
Expédition	Sac de glace