

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Pkc Alpha-T638 Pour Wb, Elisa - P17252

Numéro d'article: CM0001410



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique reconnaissant la PKC α humaine phosphorylée sur la thréonine 638. Idéal pour le Western blot et l'ELISA, permettant une analyse précise de l'activation de la PKC α dans la recherche sur le cancer, l'apoptose et la signalisation cardiovasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-phospho-PKC alpha-T638
Remarques/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; Phospho-PKC alpha-T638
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5578
ID de gène	5578
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour du site T638 de la PKC alpha humaine.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P17252
Poids de la protéine	77 kDa
Expédition	Sac de glace