


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Pkc Delta-Soufre645 Pour Wb, Elisa - Q05655

Numéro d'article: CM0001762



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique au phospho ciblant PKCδ phosphorylé sur S645, validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-PKC delta-S645 Lapin pAb
Remarques/Alias	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-delta; Phospho-PKC delta-S645
Espèce	Humain
ID de Gène	5580 (Humain)
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de S645 de PKC delta humain (NP_006245.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q05655
Poids Protéique	78kDa
Expédition	Sac de glace