

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Pkc Mu (S744/748) Pour Wb Et Elisa - Q15139

Numéro d'article: CM0001245

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du PKC mu/PRKD1 phosphorylé sur Ser744/748, adapté pour le Western blot et l'ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Utile pour l'étude de la signalisation PKC mu et des événements de phosphorylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PKC mu-S744/748 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; Phospho-PKC mu-S744/748
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5587
GeneID	5587
Immunogène	Peptide synthétique autour de S744 & S748 du PKC mu de souris (NP_032884.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15139
Poids moléculaire	102kDa
Expédition	Sac de glace