

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Pkc Mu-S910 Pour Wb, Elisa - Q15139

Numéro d'article: CM0001684

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PKC mu phosphorylée (S910), validé pour le WB et l'ELISA dans les cellules humaines. Adapté à l'étude de la signalisation médiée par PKD/PRKD1, de la fonction golgienne et des pathologies associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PKC mu-S910 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; Phospho-PKC mu-S910
Espèce	Humain
ID Gène	5587
Immunogène	Un peptide synthétique phosphorylé autour du site S910 de la PKC mu humaine (NP_002733.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q15139
Poids protéique	102 kDa
Expédition	Sac de glace