


Anti-Phospho-Pkc (Pan) (Gamma)-T514 Pab De Lapin Pour Wb Et Elisa - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P05129 / P24723 / Q04759

Numéro d'article: CM0001019



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la forme phosphorylée T514 des isoformes pan de PKC (alpha, beta, delta, epsilon, gamma, eta, theta). Validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation cellulaire, le cancer et le système cardiovasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PKC (pan) (gamma)-T514 pAb de lapin
Remarques / Alias	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCG/PRKCH/PRKCQ; Phospho-PKC (pan) (gamma)-T514
Espèce	Humain
GeneID	5578/5579/5580/5581/5582/5583/5588
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P05129/P24723/Q04759
Poids de la protéine	59-67kDa/74-83kDa
Expédition	Sac de glace