


Anticorps Monoclonal Anti-Phospho-Pkc (Pan) (Bii Ser660) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P24723 / Q04759

Numéro d'article: CM0000779



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin reconnaissant la phospho-PKC alpha/beta/delta/epsilon/eta/theta au niveau de β II Ser660. Validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation PKC, l'oncologie et le système cardiovasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PKC (pan) (β II Ser660) Rabbit mAb
Remarques / Alias	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCH/PRKCQ; Phospho-PKC (pan) (β II Ser660)
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	5578/5579/5580/5581/5583/5588
Identifiant de gène	5578/5579/5580/5581/5583/5588
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P24723/Q04759
Poids de la protéine	59kDa/67kDa/74-83kDa
Expédition	Sac de glace