


Anti-Phospho-Pkc (Pan) (Zêta)-T410 Lapin Pab - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P05129 / P24723 / P41743 / Q04759 / Q05513

Numéro d'article: CM0000998



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant la PKC zêta phosphorylée sur T410 et les isoformes pan-PKC ; validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Convient pour la recherche en signalisation et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PKC (pan) (zêta)-T410 Lapin pAb
Remarques/Alias	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCG/PRKCH/PRKCI/PRKCQ/PRKCZ ; Phospho-PKC (pan) (zêta)-T410
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5578/5579/5580/5581/5582/5583/5584/5588/5590
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de T410 de la PRKCZ humaine (NP_002735.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P05129/P24723/P41743/Q04759/Q05513
Poids protéique	46kDa/56-68kDa/74-83kDa
Expédition	Sac de glace