

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Phospho-Pkc Zeta-T560 Pour Wb, Elisa - Q05513

Numéro d'article: CM0000699

Introduction

Anticorps monoclonal lapin phospho-spécifique ciblant PKC zeta en Thr560, validé pour WB et ELISA. Détecte l'humain et réagit de manière croisée avec le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation PKC zeta dans la polarité cellulaire, l'activation NF-kB et la réponse à l'insuline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-PKC zeta-T560 mAb Lapin
Remarques/Alias	PKC2; PKC-ZETA; Phospho-PKC zeta-T560
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5590
GeneID	5590
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de T560 de PKC zeta humaine (Q05513)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Rat
SWISS	Q05513
Poids Protéique	68 kDa
Expédition	Sac de glace