

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Pkr/Eif2Ak2-T446 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P19525

Numéro d'article: CM0000797



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PKR/EIF2AK2 phosphorylé (Thr446) pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte la cible humaine/souris. Idéal pour les études sur l'immunité innée, la réponse antivirale et la signalisation des kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-PKR/EIF2AK2-T446 Lapin pAb
Remarques/Alias	PKR; PRKR; DYT33; LEUDEN; EIF2AK1; PPP1R83; Phospho-PKR/EIF2AK2-T446
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5610
GeneID	5610
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P19525
Poids Protéique	62kDa
Expédition	Sac de glace