


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Pla2G4A-S505 Pour Wb, Elisa - P47712

Numéro d'article: CM0001127



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant la sérine 505 du cPLA2-alpha humain (PLA2G4A). Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Validé pour WB et ELISA. Idéal pour la recherche sur les voies inflammatoires et les études de signalisation lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PLA2G4A-S505 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GURDP; cPLA2; PLA2G4; cPLA2-alpha; Phospho-PLA2G4A-S505
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5321
ID du gène	5321
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P47712
Poids de la protéine	85 kDa
Expédition	Sac de glace