


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Plc Gamma 1 (Plcg1)-Y783 Pour Wb - P19174

Numéro d'article: CM0001360



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin reconnaissant la PLC gamma 1 phosphorylée sur Tyr783. Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée souris. Idéal pour les études de signalisation des RTK et de migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-Y783
Remarques/Alias	PLC1 ; NCKAP3 ; PLC-II ; PLC148 ; PLCgamma1 ; Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-Y783
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5335
GeneID	5335
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y783 du Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-Y783 humain (NP_877963.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P19174
Poids moléculaire de la protéine	149 kDa
Expédition	Sac de glace