


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Plcg2 (Y1217) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P16885

Numéro d'article: CM0000679



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Phospho-PLCG2 (Y1217) validé pour le Western blot, l'immunofluorescence/immunocytochimie et l'ELISA. Réagit avec la PLC-gamma-2 humaine. Idéal pour étudier la phosphorylation de la tyrosine dans les voies de signalisation du récepteur des cellules B et du récepteur Fc.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin Phospho-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y1217
Remarques/Alias	FCAS3 ; APLAID ; PLC-IV ; PLC-gamma-2
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	5336
Immunogène	Peptide synthétique autour de Y1217 de la PLC gamma 2 humaine (PLCG2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P16885
Poids moléculaire de la protéine	148 kDa
Expédition	Sac de glace