


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Plcg2 (Y759) Pour Wb, Elisa - P16885

Numéro d'article: CM0001459



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la phosphorylation dirigé contre le PLCG2 humain (Y759) pour les applications WB et ELISA. Cet anticorps cible une enzyme cruciale dans la signalisation transmembranaire qui produit les seconds messagers DAG et IP3. Idéal pour la recherche sur la transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y759 Lapin pAb
Remarques/Alias	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gamma-2; Phospho-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y759
Espèce	Humain
ID de Gène	5336
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la Y759 de la PLC gamma 2 humaine (PLCG2) (NP_002652.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P16885
Poids Protéique	148kDa
Expédition	Sac de glace