


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Phospho-Plk1-T210 Pour Wb Et Elisa - P53350

Numéro d'article: CM0000858



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le PLK1 humain phosphorylé sur le résidu Thr210. Généré à l'aide d'un immunogène peptidique phospho-synthétique. Idéal pour les études du cycle cellulaire et de la mitose par Western blot et ELISA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PLK1-T210 Rabbit mAb
Remarques/Alias	PLK; STPK13; Phospho-PLK1-T210
Espèce	Humain
ID de gène	5347 (Humain)
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour du T210 du PLK1 humain (P53350)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P53350
Poids de la protéine	68 kDa
Expédition	Sac de glace