


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Polr2A Ctd-S5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P24928

Numéro d'article: CM0001299



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-phospho-POLR2A CTD-S5 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible la phosphorylation de la Ser5 du CTD de l'ARN polymérase II, essentielle pour la recherche sur la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-POLR2A CTD-S5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplLS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-S5
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5430
ID de Gène	5430
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide spécifique de la phosphorylation correspondant aux résidus entourant la S5 de la répétition YSPTSPS du CTD de POLR2A humaine.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24928
Poids Protéique	217kDa
Expédition	Sac de glace