


Ac Pab De Lapin Anti-Phospho-Polr2A Ctd-S7 Pour Wb, Ihc-P, Elisa, Chip - P24928

Numéro d'article: CM0000708



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin spécifique du phospho ciblant la phosphorylation du CTD Ser-7 de POLR2A. Validé pour WB, IHC-P, ELISA, CHIP chez l'homme, la souris et le rat. Essentiel pour l'étude de la régulation de la transcription par Pol II et du traitement de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-POLR2A CTD-S7 Lapin pAb
Remarques/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-S7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5430
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux résidus entourant le S7 de la répétition CTD YSPTSPS de POLR2A humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA, CHIP
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24928
Poids Protéique	217kDa
Expédition	Sac de glace