

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Ppp1Ca (T320) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P62136

Numéro d'article: CM0000476



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PPP1CA phosphorylée (Thr320), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la phosphorylation de la sous-unité catalytique PP1 α et de la signalisation des phosphatases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PPP1CA-T320 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PP1A; PP-1A; PPP1A; PP1alpha; Phospho-PPP1CA-T320
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5499
GeneID	5499
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de T320 de la PPP1CA humaine (NP_002699.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62136
Poids de la protéine	38kDa
Expédition	Sachet de glace