


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Ppp1R12A (S507) Pour Wb, Elisa - O14974

Numéro d'article: CM0001861



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la phospho-sérine 507 de PPP1R12A (MYPT1) humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour l'étude de la régulation de la myosine phosphatase et des voies de signalisation du muscle lisse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PPP1R12A-S507 Lapin pAb
Remarques/Alias	MBS; GUBS; M130; MYPT1; Phospho-PPP1R12A-S507
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4659
GeneID	4659
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O14974
Poids moléculaire	115kDa
Expédition	Sac de glace