


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ppp1R12A Phosphorylé (T853) Pour Wb Et Elisa - O14974

Numéro d'article: CM0001046



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la phosphorylation au niveau T853 de PPP1R12A (MYPT1). Validé pour WB et ELISA, il réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la myosine phosphatase et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PPP1R12A-T853 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MBS ; GUBS ; M130 ; MYPT1 ; Phospho-PPP1R12A-T853
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4659
GeneID	4659
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de T853 de PPP1R12A humain (NP_002471.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14974
Poids de la protéine	115 kDa
Expédition	Sac de glace