


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Ppp2Ca/Ppp2Cb-Y307 Pour Wb, Elisa - P67775 / P62714

Numéro d'article: CM0000532



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique détectant PPP2CA/PPP2CB phosphorylé au niveau du résidu Y307. Validé pour WB et ELISA sur échantillons humains et de souris. Idéal pour l'étude de la signalisation médiée par PP2A, la régulation du cycle cellulaire et le contrôle de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PPP2CA/PPP2CB-Y307 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PPP2CA/PPP2CB; Phospho-PPP2CA/PPP2CB-Y307
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5515/5516
Identifiant du gène	5515/5516
Immunogène	Peptide synthétique : peptide phosphorylé synthétique autour du résidu Y307 de PPP2CA/PPP2CB humain (NP_001009552.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P67775/P62714
Expédition	Sac de glace