

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Pten-S380 Pour Wb, Elisa - P60484

Numéro d'article: CM0000956



Introduction

Le mAb de lapin Phospho-PTEN-S380 (P60484) est validé pour Western blot et ELISA ; il réagit croisée avec la PTEN de souris. Il permet l'étude de la phosphorylation de PTEN dans la signalisation PI3K-AKT, la suppression tumorale et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Phospho-PTEN-S380 de lapin
Remarques/Alias	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; Phospho-PTEN-S380
Espèce	Humain
ID du gène	5728
Immunogène	Peptide synthétique : peptide phosphorylé synthétique autour de S380 de la PTEN humaine (P60484)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P60484
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace