

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Pten-S380/T382/383 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P60484

Numéro d'article: CM0001623



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-PTEN-S380/T382/383 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec le PTEN humain, de souris et de rat ; cible le suppresseur de tumeur phosphorylé PTEN dans la voie de signalisation PI3K-AKT.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PTEN-S380/T382/383 pAb de lapin
Remarques/Alias	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; Phospho-PTEN-S380/T382/383
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5728
ID de gène	5728
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour des résidus S380, T382, T383 du PTEN humain (NP_000305.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P60484
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace